

5. FOTO DO PRODUTO

IMAGEM 1



IMAGEM 2



6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Os componentes do kit são acomodados em uma bandeja, envolvida com a cobertura de mesa dobrada com técnica asséptica, e embalados individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico.

7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização afim de manter a sua esterilidade. Armazenar o produto em local seco, fresco e ao abrigo do sol.

8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeção previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- A embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 24.562.614/00002-06
Site: www.avantcare.com.br
Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199



Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662 vendas@avantcare.com.br
Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780