



## INDICAÇÃO DE USO

O Kit é usado para a realização de cateterismo vesical de demora e/ou alívio em parto cesáreo. Indicado para a realização de cateterismo vesical, que consiste no acesso intermitente ou contínuo, em parto cesáreo. Utilizado para promover o esvaziamento constante da bexiga, monitorar o débito urinário, fazer o preparo cirúrgico, realizar irrigação vesical ou para diminuir o contacto da urina com lesões de pele próximas à região genital.

## ITENS

- Cuba redonda, fabricada em polipropileno com capacidade para 230 ml;  
Par de luvas Nitrílica tamanho médio;
- Campo para cobertura de mesa em SSMMS, 100% em polipropileno laminado impermeável e polietileno absorvente com gramatura de 50 g/m<sup>2</sup> e comprimento de 60 x 60 cm;
- Campo cirúrgico fenestrado em SSMMS, 100% em polipropileno, gramatura de 40g/m<sup>2</sup> com fenestra 10x10cm e comprimento de 40 x 40 cm;
- 10 compressas de gaze de 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;
- Seringa de 20 ml graduada em material plástico em Polipropileno (PP), natural, translúcido e atóxico;
- Pinça modelo Pean ou Coração, fabricada em Nylon com 19 cm de comprimento;
- Sachê com 5 ml de gel lubrificante a base de água e incolor;
- Tricotomizador descartável, com lâminas bidirecionais com superfície de corte de 1.5 mm, protegidas por bordas dentadas e capa protetora;
- Esponja sintética com sabonete neutro impregnado;
- 06 compressas de papel absorvente;
- Sonda Foley em látex siliconizado – 14CH;
- Bolsa coletora de urina básica.

**CONFIRA** OS NOSSOS PRODUTOS  
**ACESSE** O QR CODE:



**CÓDIGO:** AK 2006

**REGISTRO ANVISA MS:** 82441209013

**VALIDADE:** 2 ANOS