

INSTRUÇÕES DE USO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME COMERCIAL KIT RETIRADA DE PONTOS PLUS AVANT CARE

Nº DO REGISTRO ANVISA: 82441200009

PRODUTO ESTÉRIL (X)SIM () NÃO

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ETO

VALIDADE: 02 ANOS

USO UNICO: PROIBIDO REPROCESSAR

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O kit Retirada de Pontos Plus é composto por:

- 01- Pinça retirada de pontos,
- 01- Tesoura Íris,
- 05- Compressa de gaze 11 fios,
- 01 par de luvas Nitrílica,
- 01 Lâmina para bisturi com Cabo Nº 10,11,12,15,20,21,22,23 ou 24.

3. INDICAÇÃO DE USO

É um kit composto pelos componentes necessários para procedimento de retirada de pontos.

4. INSTRUÇÃO DE USO

Abrir a embalagem do produto. Dispor dos componentes do kit para realizar o procedimento de acordo com a técnica de domínio do médico ou paramédico responsável pela retirada de pontos cirúrgicos.

5. FOTO DO PRODUTO



6. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

O kit é embalado individualmente em involucro constituído de papel grau cirúrgico e posteriormente em caixas de papel contendo 48 peças.

7. CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original até o momento de sua utilização a fim de manter a sua esterilidade.

Armazenar o produto em local seco e fresco.

8. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspecione previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica a fim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

9. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

Fabricante: VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 24.562.614/00002-06

Site: www.avantcare.com.br

Responsável Técnica: Talita Andressa de Carvalho CRF 54.199

Central de Relacionamento

Tel: 11 5049-1662 vendas@avantcare.com.br

Endereço: Rua Balão Mágico, 1040, Galpão 5, Jd. Rio Cotia, Cotia - SP, CEP: 06715-780