



INDICAÇÃO DE USO

Kit desenvolvido para procedimento de inserção de DIU.

ITENS

- Campo para cobertura de mesa, em SSMMS, 100% em polipropileno laminado em polietileno, absorvente, impermeável, gramatura de 50g/m² com 60x60 cm de comprimento;
- Compressas de gaze de 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;
- Histerômetro em poliestireno, com haste centimetrada, com 25 cm de comprimento;
- Pinça Cheron em poliestireno, de 24,5 cm de comprimento;
- Pinça Pozzi metálica, ponta fina, com 25cm de comprimento;
- Tesoura longa ponta curva, em liga metálica, de 25 cm de comprimento;
- Espéculo vaginal, modelo Collin,
 - P - 161 mm comprimento/ 22 mm largura proximal/ 22 largura distal/ eixo longitudinal 88 mm;
 - M - 171 mm comprimento/ 25 mm largura proximal/ 28 largura distal/ eixo longitudinal 93 mm;
 - G - 181 mm comprimento/ 29 mm largura proximal/ 32 largura distal/ eixo longitudinal 100 mm;
- Par de luvas nitrílicas, tamanho único

CONFIRA OS NOSSOS PRODUTOS
ACESSE O QR CODE:



CÓDIGO: (G) AK2012, (M) AK2011, (P) AK2010
REGISTRO ANVISA MS: 82441209018
VALIDADE: 2 ANOS